




Vejledning til MODAK-app: Oprettelse af ny bruger, indstillinger og resultater

Denne vejledning er tiltænkt logopæder.

	Logopædens overblik
<p>Borgere - indstillinger og resultater</p> <p>A test - atest@modak.dk - aktiv</p>  <p>+ Ny Indstillinger Slet Resultater</p> <p>Antal aktive borgere: 4. Antal licenser: 10.</p>	<p>Dette er et eksempel på logopædens startskærm med overblik over de brugere logopæden er tilknyttet. I dette eksempel er der kun en enkelt.</p> <p>Hvis en bruger ikke er markeret, er der begrænsede valgmuligheder.</p> <p>Ny: Klik her for at oprette en ny bruger</p> <p>Nederst findes antal aktive brugere samt hvor mange licenser I har til rådighed.</p>
	Opret ny bruger
 <p>Opret ny borger</p> <p>Kalde-navn: Ole</p> <p>E-mail: ole@modak.dk</p> <p>Password (mindst 8 karakterer):</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Aktiver</p> <p>Fortryd Opret</p>	<p>Når du opretter en ny bruger kommer denne dialogboks frem. Udfyld kaldenavn, e-mail og password.</p> <p>Sørg for at brugeren står som "Aktiv" og klik på Opret</p>

Den enkelte bruger	
<p>Borgere - indstillinger og resultater</p> 	<p>Markér den bruger du ønsker at arbejde med. Herefter kan du vælge imellem:</p> <p>Indstillinger: Tryk her for at tilgå brugerens unikke indstillinger</p> <p>Slet: Tryk her for at slette den aktuelle bruger. Slettes brugeren mistes alle data og tidligere træninger.</p> <p>Resultater: Tryk her for at tilgå brugerens resultater, dvs. præstationer i MODAK-app over tid.</p>
Indstillinger	
	<p>Her ses alle indstillingsmuligheder. Denne del af manualen indeholder ikke pile. Orienter dig i stedet efter titlerne.</p> <p>Aktiv: Hvis denne knap er markeret, er brugeren aktiv. Fjern fluebenet, hvis brugeren skal de-aktiveres.</p> <p>QWERTY-tastatur: Skift fra ABC til QWERTY-tastatur ved at trykke her.</p> <p>Tag højde for perseveration: Et tryk her medfører, at brugeren ikke vil få semantiske distraktorer i dialogen.</p> <p>Tid før hjælp: Indstil hvor hurtigt hjælpen kommer på alle trin (standard: 10 sek.)</p>

Indstillinger

E-mail: atest@modak.dk

Kalde-navn: Test

Aktiv QWERTY-tastatur

Tag højde for perseveration

Tid før hjælp: 10 sekunder

Tid før gentag-knap aktiv: 7 sekunder

Næste gennemgang er introduktion.

Baseline/statustest ved næste gennemgang.

Aktuelt niveau: Niveau 1. Antal gennemførte på dette niveau: 0

Manuel niveau skift.

Sessioner før automatisk niveauskift: 40

Skift niveau manuelt

Niveau 1.

Højfrekvente, korte objekter.

Niveau 2.

Lav- og højfrekvente, korte og lange objekter.

Niveau 3.

Lav- og højfrekvente, korte og lange objekter.

Nyt: Inddragelse af verber i dialogen.

Niveau 4.

Lav- og højfrekvente, korte og lange objekter.

Inddragelse af verber i dialogen.

Nyt: Inddragelse af subjekter i dialogen.

Tid før gentag-knap er aktiv: Indstil hvornår højtaler-ikonet kan anvendes. Denne indstilling er relevant for trin der indeholder læsning, hvor man som logopæd enten vil give adgang til maksimal hjælp (sætte tidsgrænsen helt ned) eller opfordre til at brugeren først forsøger at læse sætningen på egen hånd (ved at sætte tidsgrænsen op).

Næste gennemgang er introduktion:

Hvis der er blå flueben her møder brugeren et simpelt introduktionsæt, næste gang appen startes (items: vasker tøj, spiller bold, redder hår og hører musik).

Baseline-/statustests ved næste gennemgang

En statustest er et prædefineret sæt, der har til formål at give en indikation af borgerens nuværende niveau. En statustest har præcis den samme opbygning/indhold som de øvrige træninger, men forskellen er, at de fire sætninger er ens. Der findes to statustests. Den ene er tilknyttet niveau 1, og er således et nemt sæt, mens den anden statustest er tilknyttet niveau 2 og opefter og derfor indeholder sværere items.

Medmindre der ændres manuelt i indstillingerne, vil en bruger møde en statustest:

- Første gang MODAK-appen prøves (efter intro-sættet)
- Hver gang der herefter skiftes niveau

Hvis du ønsker at gøre status på en bruger på et vilkårligt tidspunkt skal du trykke i boksen.

Manuelt niveau skift:

For at skifte niveau manuelt skal du markere dette felt og trykke "skift niveau" på den grønne boks der kommer til syne. Herefter vil du få et overblik over de fire niveauer (*se billedet til venstre*). Niveau 3 og 4 indeholder ord af samme sværhedsgrad som niveau 2, men dialogdelen er udvidet.

Sessioner før automatisk niveau-skift:

Tilpas hvor mange træninger der skal til før den pågældende bruger automatisk stiger i niveau. Tryk "OK", når du er færdig.

VIGTIGT! TRYK "GEM" NÅR DU ER FÆRDIG I INDSTILLINGER.

Resultater

Sådan ser overblikket over brugerens resultater ud.

Antal træninger: Hvor mange træninger brugeren har i alt (antal gennemførte træningsæt)

Samlet tid: Hvor lang tid brugeren har trænet i alt

I parentes fremgår det hvilket niveau en given træning har været på.

Vælg alt: Tryk her for at markere alle træninger. Denne funktion giver primært mening, hvis brugeren har mange træninger på samme niveau, da der ellers sammenlignes på tværs af niveauer. Efter du har trykket **Vælg alt** kan du trykke **Vis resultater** for at se den samlede graf.

Vælg intet: Fortryd valgte markeringer

Den enkelte træning

Resultater

@gmail.com - Træninger: 398 - Samlet tid: 135 timer 52 min. 8 sek.

17.08.2022 09.10 (intro)
17.08.2022 09.30 (basis-test)
05.09.2022 09.08 (basis-test)
08.09.2022 10.42 (basis-test)
08.09.2022 10.56 (niveau 1)
08.09.2022 11.10 (niveau 1)
08.09.2022 11.28 (niveau 1)
08.09.2022 14.27 (niveau 1)
08.09.2022 14.44 (niveau 1)
09.09.2022 09.37 (niveau 1)
09.09.2022 09.51 (niveau 1)
09.09.2022 10.06 (niveau 1)
09.09.2022 10.19 (niveau 1)
09.09.2022 10.33 (niveau 1)
11.09.2022 10.47 (niveau 1)
11.09.2022 11.00 (niveau 1)
11.09.2022 15.19 (niveau 1)
11.09.2022 15.34 (niveau 1)
12.09.2022 18.00 (niveau 1)
12.09.2022 19.17 (niveau 1)
13.09.2022 09.19 (niveau 1)
13.09.2022 13.48 (niveau 1)
13.09.2022 13.59 (niveau 1)
14.09.2022 09.08 (niveau 1)
14.09.2022 09.37 (niveau 1)
14.09.2022 09.53 (niveau 1)
15.09.2022 09.23 (niveau 1)
15.09.2022 09.36 (niveau 1)
15.09.2022 09.51 (niveau 1)

Vælg alt

Vælg intet

← Tilbage

🗑 Slet

📄 Vis resultater

Resultater

gmail.com - Træninger: 398 - Samlet tid: 135 timer 52 min. 8 sek.

17.08.2022 09.10 (intro)
17.08.2022 09.30 (basis-test)
05.09.2022 09.08 (basis-test)
08.09.2022 10.42 (basis-test)
08.09.2022 10.56 (niveau 1)
08.09.2022 11.10 (niveau 1)
08.09.2022 11.28 (niveau 1)
08.09.2022 14.27 (niveau 1)
08.09.2022 14.44 (niveau 1)
09.09.2022 09.37 (niveau 1)
09.09.2022 09.51 (niveau 1)
09.09.2022 10.06 (niveau 1)
09.09.2022 10.19 (niveau 1)
09.09.2022 10.33 (niveau 1)
11.09.2022 10.47 (niveau 1)
11.09.2022 11.00 (niveau 1)
11.09.2022 15.19 (niveau 1)
11.09.2022 15.34 (niveau 1)
12.09.2022 18.00 (niveau 1)
12.09.2022 19.17 (niveau 1)
13.09.2022 09.19 (niveau 1)
13.09.2022 13.48 (niveau 1)
13.09.2022 13.59 (niveau 1)
14.09.2022 09.08 (niveau 1)
14.09.2022 09.37 (niveau 1)
14.09.2022 09.53 (niveau 1)
15.09.2022 09.23 (niveau 1)
15.09.2022 09.36 (niveau 1)
15.09.2022 09.51 (niveau 1)

Vælg alt

Vælg intet


← Tilbage

🗑 Slet

📄 Vis resultater

Resultater: @gmail.com

05.09.2022 08.53 - Der blev arbejdet i 14 min. 57 sek. (pause 0 sek.) - Niveau 2 - basis-test



← Tilbage

For at tilgå resultater fra en enkelt træning markeres træningen i oversigten, hvorefter der trykkes på **Vis resultater**.

Første tryk: Den markerede træning

Andet tryk: Vis resultater

Resultater for den enkelte træning.

Forstå: Præstationer på trin 1 og 4

Læse: Præstationer på trin 2 og 3

Stave: Præstationer på trin 5, 6 og 7

Tale: Præstationer på trin 9 (evt. også udvidelser i niveau 3 og 4)

Præstation (den grønne søjle): Hvor mange (del)opgaver der løses i første forsøg. 100 er fejlfri præstation.

Selvstændighed (den gule søjle): Hvor meget/lidt hjælp der er behov for, for at løse opgaverne. Der grupperes på følgende måde:

0 hjælpetiltag (= 0)
 1-2 hjælpetiltag (= -1)
 >3 hjælpetiltag (= -2).
 Hvis søjlen er på 100 viser det, at der ikke har været behov for hjælpetiltag en eneste gang (hverken tidsaktiveret eller fejlaktiveret).


Præstation over tid

17.08.2022 09.10 (intro)
 17.08.2022 09.30 (basis-test)
 05.09.2022 09.08 (basis-test)
 08.09.2022 10.42 (basis-test)
 08.09.2022 10.56 (niveau 1)
 08.09.2022 11.10 (niveau 1)
 08.09.2022 11.28 (niveau 1)
 08.09.2022 14.27 (niveau 1)
 08.09.2022 14.44 (niveau 1)
 09.09.2022 09.37 (niveau 1)
 09.09.2022 09.51 (niveau 1)
 09.09.2022 10.06 (niveau 1)
 09.09.2022 10.19 (niveau 1)
 09.09.2022 10.33 (niveau 1)
 11.09.2022 10.47 (niveau 1)
 11.09.2022 11.00 (niveau 1)
 11.09.2022 15.19 (niveau 1)
 11.09.2022 15.34 (niveau 1)
 12.09.2022 18.00 (niveau 1)
 12.09.2022 19.17 (niveau 1)
 13.09.2022 09.19 (niveau 1)
 13.09.2022 13.48 (niveau 1)
 13.09.2022 13.59 (niveau 1)
 14.09.2022 09.08 (niveau 1)
 14.09.2022 09.37 (niveau 1)
 14.09.2022 09.53 (niveau 1)
 15.09.2022 09.23 (niveau 1)
 15.09.2022 09.36 (niveau 1)
 15.09.2022 09.51 (niveau 1)

*For at sammenligne flere træninger markeres de ønskede træninger i oversigten. Herefter trykker du på **Vis resultater**.*


Vælg alt Vælg intet

← Tilbage 🗑️ Slet 📄 Vis resultater



Dette giver et overblik over brugerens præstationer indenfor de fire modaliteter over tid. Brug dette som et pejlemærke for, om borgeren/patienten profiterer af træningen, men vær opmærksom på dagsform og andre variable, der kan være vanskelige at kontrollere.

Hvis du ønsker at fjerne modaliteter fra figuren, kan du klikke på de farvede felter.



Det er også muligt at markere en masse træninger på samme niveau, for at få overblik over præstationer indenfor de fire modaliteter. Vær opmærksom på, at der så *ikke* sammenlignes på samme items/sætninger.