

## TRÆNING MED MODAK-APP

*Følg 4 trin for at starte din træning:*


1) Find MODAK-appen hvor du finder dine andre apps.  
Tryk på:



2) Log ind med disse informationer

E-mail:


Password:

Husk mig på denne enhed

3) Tryk på 

4) Start træningen ved at trykke på



## Knapper i MODAK-app

Der findes 4 knapper i MODAK-appen.



**Afslut træning**



**Sæt træning på pause**



**Hør sætning igen**



**Hør hvad du skal i opgaven**

Til pårørende/logopæd:

Gør følgende to ting i den nævnte rækkefølge:

- 1) Tilføj appen til hjemmeskærmen. Læs hvordan på [www.modak.dk](http://www.modak.dk) under *Tekniske forudsætninger*.
- 2) Klik "husk mig på denne enhed" ved første login. Så undgår brugeren at skrive login hver gang.